

Problem	Ursachen und Lösungen
Das Display zeigt nichts an.	<p>Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.</li> </ul>
	<p>Die Batterien sind leer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wechseln Sie die leeren Batterien gegen neue aus.</li> </ul>
Das Display zeigt „Lo“ anstelle von Messwerten an und die Waage schaltet sich sofort ab.	<p>Die Batterien liefern nicht mehr genug Strom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wechseln Sie die Batterien gegen neue aus.</li> </ul>
Das Display zeigt statt Messwerten „Err“ an.	<p>Die Obergrenze des Messbereichs (180 kg) wurde überschritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Belasten Sie die Waage nur mit bis zu 180 kg.</li> </ul>
	<p>Sie haben während der Messungen nicht still gestanden oder Ihr Körpergewicht nicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stehen Sie während der Messungen still und verlagern Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße.</li> </ul>

Nur das Gewicht wird angezeigt.	Sie haben die Messung nicht barfuß durchgeführt, Ihre Fußsohlen sind zu trocken oder Sie haben zu viel Hornhaut an den Fußsohlen. <ul style="list-style-type: none"><li>– Wiederholen Sie die Messung barfuß.</li><li>– Feuchten Sie ggf. Ihre Fußsohlen leicht an.</li><li>– Entfernen Sie die Hornhaut von Ihren Fußsohlen.</li></ul>
Der Fettanteil liegt außerhalb des messbaren Bereichs (< 5 % oder > 50 %)	
Die Waage beginnt Gewichtsmessungen nicht bei Null.	Die Waage hat sich falsch justiert. <ul style="list-style-type: none"><li>– Warten Sie, bis sich die Waage selbständig ausschaltet.</li><li>– Stellen Sie sich erneut auf die Waage und warten Sie, bis im Display die Anzeige „0.0“ erscheint.</li><li>– Wiederholen Sie Ihre Messung.</li></ul>
Zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und der Waage kommt auch nach ca. 180 Sekunden keine Verbindung zustande.	Die <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet ist abgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"><li>– Schalten Sie die <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet ein.</li></ul>

	<p>Der <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-Empfänger der Waage arbeitet nicht richtig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.</li><li>– Setzen Sie die Batterien wieder ein.</li><li>– Schalten Sie die <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet aus und wieder ein.</li></ul>
	<p>Ihr Smartphone oder Tablet arbeitet nicht richtig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Schalten Sie Ihr Smartphone bzw. Tablet komplett aus und wieder ein.</li></ul>
	<p>Die Installation der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet war nicht erfolgreich.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Installieren Sie die App neu und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.</li></ul>

Gespeicherte Messdaten werden nicht vollständig übertragen.	Sie haben mehr als 30 Messungen ohne Verbindung zur App durchgeführt. <ul style="list-style-type: none"><li>– Die Waage kann nach Erstellung eines Benutzers insgesamt 30 Messungen speichern. Danach wird im Display „Full“ angezeigt.</li><li>– Verbinden Sie die Waage regelmäßig mit der App, damit Sie keine Messdaten verlieren.</li></ul>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nutzen Sie als zusätzliche Hilfe für Ihre Waage die FAQs (frequently asked questions = häufig gestellte Fragen) auf folgender Internetseite: [www.cranesportsconnect.com/faq.php](http://www.cranesportsconnect.com/faq.php)

Falls die genannten Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, setzen Sie sich mit unserem Service in Verbindung. Nutzen Sie dazu die folgenden Informationen und beachten Sie auch die Garantiebedingungen.

## Technische Daten

Modell-Nr.:	H00-CDSC-3
Artikelnummer:	700898
Stromversorgung:	Batterien, 3 x 1,5 V DC, Typ LR03/R03/AAA
Frequenzbereich:	2,402 - 2,480 GHz
Sendeleistung:	max. 0 dBm