

Problem	Ursachen und Lösungen
Das Display zeigt nichts an.	Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt. <ul style="list-style-type: none">– Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
	Die Batterien sind leer. <ul style="list-style-type: none">– Wechseln Sie die leeren Batterien gegen neue aus.
Das Display zeigt „Lo“ anstelle von Messwerten an und die Waage schaltet sich sofort ab.	Die Batterien liefern nicht mehr genug Strom. <ul style="list-style-type: none">– Wechseln Sie die Batterien gegen neue aus.
Das Display zeigt statt Messwerten „Err“ an.	Die Obergrenze des Messbereichs (180 kg) wurde überschritten. <ul style="list-style-type: none">– Belasten Sie die Waage nur mit bis zu 180 kg.
	Sie haben während der Messungen nicht still gestanden oder Ihr Körpergewicht nicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt. <ul style="list-style-type: none">– Stehen Sie während der Messungen still und verlagern Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße.

Nur das Gewicht wird angezeigt.	Sie haben die Messung nicht barfuß durchgeführt, Ihre Fußsohlen sind zu trocken oder Sie haben zu viel Hornhaut an den Fußsohlen. <ul style="list-style-type: none">– Wiederholen Sie die Messung barfuß.– Feuchten Sie ggf. Ihre Fußsohlen leicht an.– Entfernen Sie die Hornhaut von Ihren Fußsohlen.
Der Fettanteil liegt außerhalb des messbaren Bereichs (< 5 % oder > 50 %)	
Die Waage beginnt Gewichtsmessungen nicht bei Null.	Die Waage hat sich falsch justiert. <ul style="list-style-type: none">– Warten Sie, bis sich die Waage selbständig ausschaltet.– Stellen Sie sich erneut auf die Waage und warten Sie, bis im Display die Anzeige „0.0“ erscheint.– Wiederholen Sie Ihre Messung.
Zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und der Waage kommt auch nach ca. 180 Sekunden keine Verbindung zustande.	Die <i>Bluetooth</i> [®] -Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet ist abgeschaltet. <ul style="list-style-type: none">– Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>[®]-Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet ein.

	<p>Der <i>Bluetooth</i>[®]-Empfänger der Waage arbeitet nicht richtig.</p> <ul style="list-style-type: none">– Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.– Setzen Sie die Batterien wieder ein.– Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>[®]-Funktion an Ihrem Smartphone oder Tablet aus und wieder ein.
	<p>Ihr Smartphone oder Tablet arbeitet nicht richtig.</p> <ul style="list-style-type: none">– Schalten Sie Ihr Smartphone bzw. Tablet komplett aus und wieder ein.
	<p>Die Installation der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet war nicht erfolgreich.</p> <ul style="list-style-type: none">– Installieren Sie die App neu und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.

Gespeicherte Messdaten werden nicht vollständig übertragen.

Sie haben mehr als 30 Messungen ohne Verbindung zur App durchgeführt.

- Die Waage kann nach Erstellung eines Benutzers insgesamt 30 Messungen speichern. Danach wird im Display „Full“ angezeigt.
 - Verbinden Sie die Waage regelmäßig mit der App, damit Sie keine Messdaten verlieren.
-